

		TransPol-5
Leštenie	Leštiaci motor	200 W
	Rýchlosť, motor	0 - 20 000 ot./min.
	Rýchlosť s reduktorom	0 - 5 000 ot./min.
	Leštiaci gumový kotúč	Priemer: 30 mm (1,2")
Batéria	Napätie	25,2 V
	Kapacita	3,9 Ah (98 Wh)
Bezpečnostné normy		Pozri vyhlásenie o zhode
Prevádzkové prostredie so sadou batérií	Teplota okolia	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
	Vlhkosť	< 85 % RV, nekondenzujúca
Skladovacie a prepravné podmienky	Teplota okolia	20 - 55 °C (4 - 131 °F)
	Vlhkosť	< 95 % RV, nekondenzujúca
Skladovacie a prepravné podmienky - sada batérií	Teplota okolia	20 - 55 °C (4 - 131 °F)
	Vlhkosť	< 95 % RV, nekondenzujúca
Napájací zdroj	Napätie - do nabíjačky batérie	1 × 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, max. 1,6 A
	Napätie - z nabíjačky batérie	Max. 29,4 V DC/2,5A (74 W)
	Poistka pre vnútorný obvod v TransPol-5	15 AT, 6,3 x 32 mm (0,25" x 1,26")
	Prúd, maximálna záťaž	N/A
	Prúd, najväčšia záťaž	N/A
Kategórie bezpečnostných obvodov/Úroveň výkonnosti	Núdzové zastavenie	N/A
Prúdový chránič (RCCB)		Odporúča sa typ A, 30 mA (alebo viac)
Úroveň hluku	Hladina hluku na pracoviskách, hodnotená váhovým filtrom A	LpA = 61,4 dB(A) (nameraná hodnota). Neistota K = 4 dB. Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 11202
Úroveň vibrácií	Deklarovaná úroveň vibrácií	Celková expozícia vibráciám ruky je 10,5 m/s ² Merania boli vykonané v súlade s normou EN ISO 20643

		TransPol-5
Rozmery a hmotnosť	Šírka	357 cm (14")
	Hĺbka	269 cm (10,6")
	Výška	20,3 cm (8")
	Dĺžka - flexibilný kábel	3 m (9,8 stôp)
	Hmotnosť - ručný motor + rukoväť prevodu	350 g (0,77 libry)
	Hmotnosť - vrátane sady batérií a príslušenstva	6,8 kg (15 libier)
	Hmotnosť - batéria	0,98 kg (2,2 libier)